



Phonak Naída™ Marvel

Liefde op het eerste geluid

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Marvel hoortoestellen zijn het bewijs van onze inzet om iedereen steeds beter en onbeperkt te laten horen



Al 70 jaar lang streeft Phonak er continu naar om hoortoestellen te ontwikkelen die de levens van mensen verbeteren. Met ieder nieuw Phonak-product hebben we de grenzen van gehoortechnologie verlegd om oplossingen te ontwikkelen die uitstekende hoorprestaties bieden, eenvoudig te gebruiken zijn en een werkelijk gevoel van welzijn bieden.

Onze nieuwste creatie is het resultaat van jarenlang intensief onderzoek en ontwikkeling die nu samenkomen in één wonderbaarlijk technologisch meesterwerk. Wij hebben ons gericht op wat u vraagt en verwacht van een eerste klas hoortoestel: een krachtige, rijke luisterervaring.

Door deze filosofie te combineren met moderne technologie, hebben we een multifunctioneel hoortoestel ontwikkeld dat een 'liefde op het eerste geluid'-ervaring biedt.

De Phonak Naída Marvel:

- Krachtig, rijk geluid
- Directe verbinding met smartphones (iOS® en Android™), tv, Roger microfoons en meer
- Betrouwbaar
- Intelligente apps

**Naída is het
meestvertrouwde
Power-hoortoestel.¹**

Liefde op het eerste geluid... elke dag opnieuw!

- Betere spraakverstaanbaarheid in rumoer met Roger²
- Minder luisterinspanning in rumoer^{*3}
- Verbeterd geheugengebruik in lawaai^{*3}
- Streamen via Bluetooth[®]

Vanaf het moment dat u voor het eerst uw Phonak Naída Marvel hoortoestellen inbrengt, kunt u ongeëvenaarde hoorprestaties verwachten. We hebben dit bereikt door gebruik te maken van de bewezen prestaties van onze technologie en ze op elk gebied te verbeteren.

De generatie Phonak-technologie in Naída Marvel herkent en past zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij meer luistersituaties dan ooit tevoren.⁴

Profiteer van betere spraakverstaanbaarheid in rumoer en op afstand met Roger,² en een verminderde luisterinspanning in rumoer³. Bovendien zult u versteld staan van hoe goed uw hoortoestellen presteren in het dagelijks leven.

Tenslotte kunt u met een goed gehoor vaker aan dingen deelnemen en beter communiceren en dat leidt tot een goed gevoel! Tel daar de rijke geluidskwaliteit en verbindingsmogelijkheden met smartphones en tv bij op en u hebt een goede reden om helemaal weg te zijn van Marvel ... elke dag, de hele dag lang!

* Met StereoZoom ten opzichte van Real Ear Sound

Wat maakt Naída Marvel nog wonderbaarlijker?

Verbonden blijven is onderdeel van ons dagelijks leven. Phonak Naída Marvel is ontwikkeld om u zonder problemen verbonden te houden met uw telefoongesprekken, berichten, e-mails, tv, verschillende apps en elektronica, terwijl u kunt genieten van een krachtig, rijk geluid.

Verbinding met smartphones

Phonak Naída Marvel is het eerste Super Power achter-het-oor-toestel met handsfree functionaliteit dat geluid direct streamt vanuit iOS, Android of andere apparaten met Bluetooth®.

Oproepen kunnen beantwoord of genegeerd worden met een eenvoudige druk op de knop, zelfs als de telefoon zich helemaal aan de andere kant van de kamer bevindt. Daarnaast is het mogelijk om in te stellen dat uw telefoonmeldingen hoorbaar zijn via uw Marvel hoortoestellen.



PartnerMic



TV Connector

Tv- en multimedia-ervaring

Naída Marvel bevat AirStream™ Technology waarmee geluid vanuit elke tv en elk stereosysteem kan worden gestreamd. Geniet van uw favoriete tv-programma's en films met de eenvoudige plug-and-play oplossing: TV Connector.

Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons, maar is misschien nog wel beter omdat deze nieuwe technologie ervoor zorgt dat Naída Marvel onderscheid kan maken tussen gestreamde spraak- en muzieksignalen en zichzelf automatisch aanpast voor een optimale geluidskwaliteit.

Phonak PartnerMic™

AirStream wordt ook gebruikt om vanuit de Phonak PartnerMic te streamen. Deze microfoon is zeer nuttig voor een-op-eengesprekken en altijd directioneel, ongeacht zijn positie.

Wat u kunt verwachten:

- Verbinding met smartphones (iOS en Android)
- Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
- Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze stereohoofdtelefoons
- Extra lange streamingtijd met de TV Connector dankzij AirStream Technology

Verbeter uw hoorprestaties met Roger™ technologie

Met name in situaties waarin lawaai aanwezig is en afstand invloed heeft op uw gehoor kan spraakverstaan lastig zijn. Juist in dat soort situaties verbetert Roger uw hoorprestaties.²

Roger technologie wordt als draadloze digitale benchmark beschouwd. Het systeem vangt de stem van een spreker op via een Roger microfoon en zendt deze draadloos door naar de luisteraar, waarbij achtergrondlawaai wordt verminderd.

Met Phonak Naïda Marvel met RogerDirect™ kan Roger technologie rechtstreeks naar Marvel hoortoestellen streamen, zonder dat een externe ontvanger aangesloten hoeft te worden (installatie wel vereist). Met deze unieke innovatie kunt u volledig deelnemen aan gesprekken, zelfs in luidruchtige omgevingen als restaurants en vergaderingen op het werk.

Wat u kunt verwachten:

- Ongeëvenaarde oplossingen voor uitdagende luistersituaties
- Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren in lawaai en over afstand
- Discreet en aantrekkelijk



roger





Apps-oluit fantastisch!

myPhonak-app

Deze gebruiksvriendelijke app is de intelligentste manier om het beste uit uw Marvel hoortoestellen te halen.

Dankzij het brede scala aan app-functies kunt u erop vertrouwen en zich ontspannen in de wetenschap dat aan uw gehoorbehoeften wordt voldaan.⁵



Wat u kunt verwachten:

- Afstandsbediening: pas het volume van uw hoortoestel aan door een programma of scenario te selecteren of personaliseer het geluid nog meer met geavanceerde functies
- Remote Support: uw Phonak-hoortoestel kan op afstand en in real time worden aangepast door uw audicien
- Hoordagboek: houd uw hoorervaring bij en deel uw feedback met uw audicien
- Mijn Hoortoestellen: ontvang meer informatie over de status van de oplaadbare accu, gepersonaliseerde programma's en statistieken van uw hoortoestellen



Het meestvertrouwde Power-hoortoestel.¹

- Stofbestendig⁶
- Waterbestendig⁶
- Elke dag, de hele dag lang



Water- en stofbestendig (IP68)⁶

Sinds de lancering van ons eerste Power-hoortoestel in 1978, hebben we voortdurend hooroplossingen ontwikkeld om iedereen die aan ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies leidt opnieuw te laten genieten van de schoonheid van geluid.

De nieuwe Naída M-SP, die is gebaseerd op bewezen Marvel technologie, omvat een hoogwaardig Power-hoortoestel met speciale, kwalitatief hoogstaande technologieën, dat altijd het benodigde vermogen biedt om u te laten omgaan met uw gehoorverlies.

Met deze robuuste hoortoestellen kunt u uw dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren in de wetenschap dat ze betrouwbaar blijven functioneren en bestand zijn tegen de lastigste luistersituaties.

Naída Marvel
is verkrijgbaar
in tal van kleuren,
zodat u hem kunt
aanpassen aan
uw specifieke
behoeften

Kleuren



Sand Beige



Sandalwood



Chestnut



Champagne



Silver Gray



Graphite Gray



Velvet Black



Alpine White



Beige

- 1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Neem contact op met marketinsight@phonak.com als u meer informatie wilt. Gebaseerd op het klanttevredenheidsonderzoek 2017.
- 2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.
- 3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuscript in voorbereiding. Wordt begin 2020 verwacht.
- 4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2020.
- 5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid Support: The Next Frontier. *Journal of the American Academy of Audiology*, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093, bekeken op 19 februari 2020.
- 6 IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

iOS is een handelsmerk van Cisco, Inc.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Het is niet alleen een
geweldig hoortoestel.
Het is een
multifunctioneel
wonder.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com

